

STEP SYSTEM standard

torque	ang.	.022"x.030"
+17°	+4°	F6122-11 F6122-21
+9°	+8°	F6122-12 F6122-22
-7°	+13°	F6112-13 F6112-23
-7°	+13°	F6122-13 F6122-23
-7°	+2°	F6112-14 F6112-24
-7°	+2°	F6122-14 F6122-24
-7°	+2°	F6112-15 F6112-25
-7°	+2°	F6122-15 F6122-25
-6°	0°	F6122-41 F6122-31
-6°	0°	F6122-42 F6122-32
-6°	+5°	F6112-43 F6112-33
-6°	+5°	F6122-43 F6122-33
-12°	+2°	F6112-44 F6112-34
-12°	+2°	F6122-44 F6122-34
-17°	+2°	F6112-45 F6112-35
-17°	+2°	F6122-45 F6122-35

Confezioni da 10 pezzi

STEP SYSTEM con slot verticale

torque	ang.	.022"x.030"
+17°	+4°	F6122-11 F6122-21
+9°	+8°	F6122-12 F6122-22
-7°	+13°	F6113-13 F6113-23
-7°	+2°	F6113-14 F6113-24
-7°	+2°	F6113-15 F6113-25
-6°	0°	F6122-41 F6122-31
-6°	0°	F6122-42 F6122-32
-6°	+5°	F6113-43 F6113-33
-12°	+2°	F6113-44 F6113-34
-17°	+2°	F6113-45 F6113-35

Confezioni da 10 pezzi



Altri colori non disponibili negli kit

sistema STEP SYSTEM Logic Line di ceramica

torque	ang.	.022"x.030"
+17°	+4°	F5921-02 F5921-03
+9°	+8°	F5922-02 F5922-03
-7°	+13°	F5913-02 F5913-03
-7°	+2°	F5919-02 F5919-03
-7°	+2°	F5919-02 F5919-03
-6°	0°	F5920-06 F5920-07
-6°	0°	F5920-06 F5920-07
-6°	+5°	F5913-06 F5913-07
-12°	+2°	F5914-06 F5914-07
-17°	+2°	F5915-06 F5915-07

Confezioni da 1 pezzo



sistema STEP SYSTEM standard

20 attacchi - 1 caso	200 attacchi - 10 casi
.022" F6120-91	F6121-91
500 attacchi - 25 casi	1000 attacchi - 50 casi
.022" F6123-91	F6125-91

sistema STEP SYSTEM con slot verticale

20 attacchi - 1 caso	200 attacchi - 10 casi
.022" F6120-92	F6121-92

sistema STEP SYSTEM Logic Line

6 attacchi	10 attacchi
3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022" F5906-20	F5910-20
12 attacchi	20 attacchi
3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022" F5912-20	F5920-20

Confezioni da 10 moduli da 6 legature ciascuno

TUBI MIM® Consigliati

convertibili	torque	rotaz.	diam. tubo fondo	slot tubo rett.	tubi da puntare	banda WEB® con tubo
	616	-14°	+10°	.045" occl.	dx G8424-32 sx G8424-33	E8920-00 E8930-00
	616	-20°	+8°	.022"	dx G8421-16 sx G8421-17	E8960-00 E8970-00
	616	-20°	+8°	.045" geng.	dx G8424-16 sx G8424-17	E8961-00 E8971-00
torque	rotaz.	slot tubo rett.	tubi da puntare	tubi D.B. Estremo no-nichel		
717	-14°	+8°	dx G8321-12 sx G8321-13	F8621-32 F8621-33		
717	-20°	+8°	dx G8321-16 sx G8321-17	F8621-26 F8621-27		

Confezioni: bande prepuntate da 5 pezzi - tubi da 10 pezzi


LEGATURE LOW FRICTION SLIDE

EXTRA-SMALL	SMALL	MEDIUM	KIT LEGATURE Slide COLORATE
	K6254-10A	K6251-10A	K6254-93 extra-small
	K6254-10G	K6251-10G	K6251-93 small
	K6254-10V	K6251-10V	K6252-93 medium
Confezioni da 432 pezzi: 72 moduli da 6 legature per 6 colori (nero, rosso, bianco, verde, giallo, azzurro)			
	K6254-10	K6251-10	K6220-95
	K6254-10R	K6251-10R	KIT LEGATURE Slide GHIACCIO
	K6254-10N	K6251-10N	K6260-95
Confezioni da 432 pezzi: 72 moduli assortiti da 6 legature: 24 extra-small, 24 small, 24 medium			
	K6224-10	K6221-10	K6210-93
	K6264-10	K6261-10	KIT LEGATURE Slide AQUA
Confezione da 432 pezzi: 72 moduli assortiti da 6 legature: 24 extra-small, 24 small, 24 medium			

Confezioni da 10 moduli da 6 legature ciascuno

Tutti i tubi sono disponibili saldati su base anatomica D.B. MAXI.
Per ordinarli indicare i codici dei tubi e la posizione del tubo tondo, specificando che siano saldati sulla base MAXI. Il servizio di saldatura è gratuito.
Ordine minimo: tubi in confezione da 10 pezzi.

F2800-00 BASE ANATOMICA D.B. MAXI



Confezione da 10 pezzi

TUBI D.B. ESTREMO NO-NICHEL

torque	rotaz.	slot	dx	sx
76167	-14°	+8°	dx F8621-32	sx F8621-33
76167	-20°	+8°	dx F8621-26	sx F8621-27

Confezioni da 10 pezzi

TUBI D.B. ESTETICI SENZA GANCIO

torque	rotaz.	slot	dx	sx
76167	-14°	+8°	dx F8721-02	sx F8721-03
76167	-20°	+8°	dx F8721-06	sx F8721-07

Confezioni da 10 pezzi

SEQUENZA DI ARCHI CONSIGLIATA

ALLINEAMENTO E LIVELLAMENTO					
	inch	superiori	inferiori	conf.	
	MEMORIA® nichel-titanio medi	.012"	C5910-12	C5950-12	10
	MEMORIA® nichel-titanio medi	.014"	C5910-14	C5950-14	10
	MEMORIA® nichel-titanio medi	.016"	C5910-16	C5950-16	10
COMPLETA ESPRESSIONE TIP					
	inch	superiori	inferiori	conf.	
	Australiani special plus	.016"	C2010-16	C2050-16	10
	Australiani special plus	.020"	C2010-20	C2050-20	10
CONTROLLO TORQUE					
	inch	superiori	inferiori	conf.	
	MEMORIA® nichel-titanio medi	.021" x .025"	C5915-21	C5955-21	10
CHIUSURA DEGLI SPAZI					
	inch	* superiori	* inferiori	conf.	
	Bidimensionali c/gancio Beta MEMORIA® / acciaio	.019" x .025" / .016" x .016"	34 C7110-34 36 C7110-36	24 C7150-24 26 C7150-26	2
	Bidimensionali c/gancio Beta MEMORIA® / acciaio	.021" x .027" / .016" x .016"	34 C7111-34 36 C7111-36	24 C7151-24 26 C7151-26	2
FINITURA					
	inch	superiori	inferiori	conf.	
	Beta MEMORIA®	.021" x .027"	C7112-21	C7115-21	10

ARCHI MEMORIA® MIMETICI CON TRATTAMENTO AL RODIO



superiori	inch	inferiori	conf.
C5919-12	.012	C5959-12	
C5919-14	.014	C5959-14	10
C5919-16	.016	C5959-16	



Il Dott. Arturo Fortini è a disposizione dei nostri clienti utilizzatori STEP per fornire un servizio di assistenza diagnostica GRATUITA

- Vai sul sito Leone all'indirizzo: www.leone.it/stepcommunity
- Scarica il **format**, compilalo in ogni sua parte ed inserisci le immagini del tuo caso
- Invia il tuo file tramite il servizio **WeTransfer** entro ogni venerdì
- Contatta il Dott. Arturo Fortini su **skype** tutti i mercoledì mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:30 per ricevere assistenza diagnostica gratuita sui tuoi casi

STEP system 2.0



L'EVOLUZIONE della tecnica Step

STEP system 2.0

Update Your Smile!



**ASSISTENZA E
FORMAZIONE**



Solo in Italia oltre **10000** casi l'anno sono trattati con lo Step System. Grazie alla sua **VERSATILITA'**, alla **GESTIONE LOGICA** della frizione, all'**EFFICIENZA** clinica risulta la tecnica che sfrutta al meglio le evidenze dell'ortodonzia contemporanea. Lo Step è oggi "convalidato" da numerose evidenze scientifiche che attestano la correttezza della scelta di unire la ricerca sui materiali alla loro applicazione clinica. Step System oggi non è solo una metodica di trattamento ma una **FILOSOFIA DI LAVORO** che insieme alla **FORMAZIONE CONTINUA**, alla ricerca, all'**ASSISTENZA DIAGNOSTICA** e merceologica consente agli ortodontisti di affrontare ogni tipo di situazione clinica si presenti in studio con **PREDICIBILITÀ ED EFFICIENZA**.

La pratica clinica di **OLTRE DIECI ANNI**, unita alla esperienza dei tanti utilizzatori, ha portato alla creazione dell' "**AGGIORNAMENTO**" del sistema, mantenendo le caratteristiche base degli elementi che lo contraddistinguono, ma **MODIFICANDO**, **AGGIUNGENDO** "moduli" e cambiando materiali laddove ritenuto utile.

STEP Community, un mondo dedicato a tutti gli odontoiatri che utilizzano la tecnica STEP o che si sono avvicinati alla sistematica grazie ai nostri corsi di ortodonzia. Sul sito www.leone.it è attiva una serie di servizi utili come la consultazione di **CASI CLINICI** o la letteratura dedicata, eventuali offerte commerciali ed il nuovo servizio di **ASSISTENZA ON-LINE**. Questo progetto nasce dalle quotidiane richieste di consulenza e di supporto tecnico da parte degli utilizzatori STEP. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un nuovo servizio settimanale di assistenza gratuita mediante un **COLLEGAMENTO AUDIO/VIDEO** con il Dott. Arturo Fortini nostro consulente scientifico. Tutte le informazioni su: www.leone.it/ortodonzia/step-community/. Da sempre attenti alla formazione, organizziamo in tutta Italia insieme ad un'équipe di clinici, corsi annuali base / avanzati sulla tecnica STEP, con particolare attenzione alla **PARTE CLINICA E PRATICA**.

