

ELASTICHE LEGATURE



K



Leone offre elastici fabbricati con il miglior lattice esistente.

Le innovative legature low friction **SLIDE*** realizzate in una speciale miscela poliuretanicca per uso medicale permettono di sfruttare appieno i vantaggi biomeccanici dei sistemi non frizionanti diminuendo i tempi terapeutici e la necessità di estrazioni; sono particolarmente indicate per l'uso con gli attacchi Logic Line.

I moduli per legature Leone sono realizzati con elastomeri che consentono la massima elasticità e resistenza unita ad una perfetta inalterabilità ai liquidi orali.

I fili per legature metalliche Leone sono prodotti in lega ricotta in alto vuoto per garantire il massimo dell'adattabilità ed il maggior carico meccanico.

LEGATURE LOW FRICTION **SLIDE**



LEGATURE MINI MODULI



FILI PER LEGATURE METALLICHE





*BREVETTATO



**LEGATURE
LOW FRICTION SLIDE**

La legatura low friction **SLIDE** è un dispositivo realizzato in una speciale miscela poliuretanicica per uso medicale. Si applica similmente alle classiche legature e, una volta sull'attacco, realizza una legatura passiva sullo slot, lasciando il filo libero di scorrere e di agire sulle strutture dentoalveolari. Questa legatura è particolarmente indicata per l'uso con gli attacchi Logic Line che presentano un'incassatura sulle alette per accogliere con facilità la **SLIDE** che andrà ad integrarsi completamente nel profilo dell'attacco. **Confezione:** 10 moduli da 6 legature ciascuno

colore	extra-small	small	medium
 azzurro	K6254-10A	K6251-10A	K6252-10A
 giallo	K6254-10G	K6251-10G	K6252-10G
 verde	K6254-10V	K6251-10V	K6252-10V
 bianco	K6254-10	K6251-10	K6252-10
 rosso	K6254-10R	K6251-10R	K6252-10R
 rosa	K6254-10S	K6251-10S	K6252-10S
 nero	K6254-10N	K6251-10N	K6252-10N
 ghiaccio	K6224-10	K6221-10	K6222-10
 argento	K6264-10	K6261-10	K6262-10





**KIT LEGATURE SLIDE
COLORATE**

- K6254-93** extra-small
- K6251-93** small
- K6252-93** medium

Confezione (432 pezzi):
72 moduli da 6 legature per 6 colori
(rosa, rosso, bianco, verde, giallo, azzurro)

**K6260-95
KIT LEGATURE SLIDE
ARGENTO**

Confezione (432 pezzi):
72 moduli assortiti da 6 legature:
24 extra-small, 24 small, 24 medium

**LEGATURE LOW FRICTION
SLIDE AQUA**


- K6214-10** extra-small
- K6211-10** small
- K6212-10** medium

Le legature low friction **SLIDE AQUA** grazie ad un processo tecnologico innovativo sono impermeabili ai liquidi orali, risultano più resistenti all'ingiallimento nel cavo orale, tipico inconveniente degli elastomeri trasparenti, riducono la necessità di cambi frequenti e garantiscono una perfetta estetica. Questa legatura è particolarmente indicata per l'uso con gli attacchi Logic Line estetici (pagg. 123-126) che presentano un'incassatura sulle alette per accogliere con facilità la **SLIDE** che andrà ad integrarsi completamente nel profilo dell'attacco. Colore neutro.

Confezione: 10 moduli da 6 legature ciascuno



Per gentile concessione del Dott. A. Fortini



**K6210-93
KIT LEGATURE SLIDE
AQUA**

Confezione (432 pezzi):
72 moduli assortiti da 6 legature:
24 extra-small, 24 small, 24 medium

LEGATURE ELASTICHE

Costruite con materiale ad altissima resa elastica usando il metodo a iniezione in stampi di precisione. La sezione perfettamente circolare facilita la legatura dell'attacco. L'impiego dei mini moduli consente un maggior controllo delle infezioni.



KIT LEGATURE ELASTICHE COLORATE IN MINI MODULI

- K7351-93** diam. int. 1,0 mm - **small**
- K7352-93** diam. int. 1,3 mm - **medium**
- K7353-93** diam. int. 1,6 mm - **large**

Confezione (840 pezzi):
6 mini moduli da 10 legature
per 7 colori

**K7320-93
KIT LEGATURE ELASTICHE ARGENTO E TRASPARENTI IN MINI MODULI**

Confezione (840 pezzi):
84 mini moduli assortiti da 10 legature,
24 small, 36 medium, 24 large

MINI MODULI

colore	small diam. int. 1,0 mm	medium diam. int. 1,3 mm	large diam. int. 1,6 mm
azzurro	K7351-10A	K7352-13A	K7353-16A
rosa	K7351-10S	K7352-13S	K7353-16S
verde	K7351-10V	K7352-13V	K7353-16V
giallo	K7351-10G	K7352-13G	K7353-16G
rosso	K7351-10R	K7352-13R	K7353-16R
arancio	K7351-10E	K7352-13E	K7353-16E
viola	K7351-10L	K7352-13L	K7353-16L
trasparente	K7321-10	K7322-13	K7323-16
argento	K7361-10	K7362-13	K7363-16

200
pezzi

Confezione: 20 mini moduli
da 10 legature ciascuno



Ø interno	grigio		trasparente	conf.
		larga	K6460-13	
1,30 mm	stretta	K6465-13	K6425-13	
	extra stretta	K6466-13	K6426-13	



larga



stretta



extra stretta

**CATENELLE ELASTICHE
PER LEGATURE**

Si usano per legare l'arco sull'attacco con contemporanea trazione per la chiusura o la stabilizzazione di spazi tra due o gruppi di denti.

**KIT CATENELLE ELASTICHE
PER LEGATURE**

K6429-93 Trasparente
K6469-93 Grigio

Confezione (6 bobine):
- 3 strette
- 2 extra-strette
- 1 larga con supporto di plexiglas


NEW



**K6378-03
SEPARATORI
RADIOPACHI**

La loro sezione circolare, insieme ad un'ottima e costante elasticità, permette un'agevole applicazione con l'apposita pinza P1141-00 assicurando una separazione graduale e confortevole dei denti, prima dell'applicazione delle bande. Forniti all'interno di una pratica bustina già separati e pronti all'uso. Radiopachi per una sicura localizzazione radiografica.


Confezione: 1000 pezzi



**K6461-01
TIE-BACK**

Per applicare trazioni elastiche nella tecnica **STEP**. Di facile inserimento sul tubo molare. I quattro fori anteriori permettono di dosare con precisione la forza sul gancio posto sull'arco. Colore blu.

Confezione: 10 pezzi



Per gentile concessione del Dott. A. Fortini



LEGATURE ELASTICHE IN MODULI

∅	trasparente	grigio	rosa	azzurro	verde	
interno						conf.
1,0 mm	K7825-10	K7865-10	K7855-10S	K7855-10A	K7855-10V	600 pezzi
1,3 mm	K7825-13	K7865-13	K7855-13S	K7855-13A	K7855-13V	

Confezione: 30 moduli da 20 legature ciascuno

FILO ELASTICO PER LEGATURE E TRAZIONI

In poliuretano atossico, altamente elastico. La superficie rugosa favorisce la tenuta delle legature e dei nodi delle trazioni.

∅	trasparente	
mm		conf.
0,6	K6125-06	8 m



LEGATURE ELASTICHE

Possono sostituire le legature in metallo. Si agganciano con facilità sotto le alette degli attacchi.

FILO IN COTONE PER LEGATURE ELASTICHE

Filo speciale in cotone-elastico studiato per eseguire separazioni, distalizzare, per trazione dei denti inclusi, per rotazioni e chiusura degli spazi a fine trattamento.

colore			
			conf.
leggere	trasparente	K6320-10	1000 pezzi
medie		K6320-13	
leggere	grigio	K6360-10	
medie		K6360-13	

leggero	K4030-01	conf. rocchetti da 25 m
medio	K4030-02	
forte	K4030-03	



FILO PER LEGATURE

Di acciaio inossidabile.



		Ø			
conf.		mm	inch		conf.
bobine da 20 gr ca.	K4050-23	0,23	.009	K4051-23	rocchetti da 500 gr ca.
	K4050-25	0,25	.010	K4051-25	
	K4050-28	0,28	.011	K4051-28	
	K4050-30	0,30	.012	K4051-30	
	K4050-36	0,36	.014	K4051-36	



FILO ELASTICO PER LEGATURE

Allungamento del 500% con poca fatica. Resiste ai liquidi orali. Bobine da 8 m

K0470-00 TUBO PER ARCHI LABIALI

Realizzato in materiale chimicamente inerte, antiadesivo, non poroso e con un basso coefficiente di attrito. Leggermente termoretraibile se riscaldato a 150° C. Per rivestire fili dal diametro di 0,7 a 0,8 mm. **Confezione:** 5 m

TUBO IN ELASTOMERO PER PROTEZIONE

L'ottima flessibilità facilita l'introduzione del tubo sull'arco per proteggere la mucosa. Tagliato alla giusta misura previene le chiusure degli spazi.

Ø	trasparente	
mm		conf.
0,6	K6020-06	8 m

Ø interno		trasparente	
mm	inch		conf.
0,7	.027	K6940-07	3 m



**FILO PREFORMATO
KOBAYASHI**

A legatura effettuata, l'ansa saldata all'estremità superiore si presta ottimamente per formare un uncino di trazione su qualsiasi attacco.

∅		conf.	
mm	inch		
0,30	.012	K4610-30	100
0,36	.014	K4610-36	



**K4680-36
LEGATURE PREFORMATE
KOBAYASHI NATURA®**

Costruite in filo di diametro .014" (0,36 mm), hanno un rivestimento color dente.
Confezione: 100 pezzi




**K4280-30
FILO PREFORMATO
PER LEGATURE NATURA®**

Costruito in filo di diametro .012" (0,30 mm) ha un rivestimento color dente.
Confezione: 100 fili



**K4430-25
COLOMBELLE
PREFORMATE**

Costruite in filo di diametro .010" (0,25 mm).
Confezione: 1000 pezzi



**K4480-30
COLOMBELLE
PREFORMATE NATURA®**

Costruite in filo di diametro .012" (0,30 mm) hanno un rivestimento color dente.
Confezione: 100 pezzi



**FILO
PREFORMATO
PER LEGATURE**

∅		conf.	
mm	inch		
0,23	.009	K4210-23	1000
0,25	.010	K4210-25	
0,28	.011	K4210-28	
0,30	.012	K4210-30	




**ELASTICI
INTRAORALI**

Fabbricati in puro lattice di gomma. Sulle confezioni è indicato il diametro e la forza esercitata allorché l'elastico viene allungato tre volte il suo diametro, inoltre su ogni bustina è stampata un'immagine colorata, per l'immediata identificazione anche da parte dei pazienti più piccoli.

Confezione: 10 sacchetti da 100 pezzi circa

	Ø interno					
	marrone	verde	rosso	blu	arancio	
	1/8" - 3,2 mm	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm	
leggeri 2,5 oz - 70gr		K0901-02	K0902-02	K0903-02	K0904-02	K0905-02
medi 4,5 oz - 126 gr		K0906-04	K0907-04	K0908-04	K0909-04	K0910-04
pesanti 6,5 oz - 182 gr		K0915-06	K0911-06	K0912-06	K0913-06	K0914-06



**ELASTICI
EXTRAORALI**


Fabbricati in puro lattice di gomma.

Confezione: 1 sacchetto da 100 pezzi circa

**K0950-00
APPLICATORE
PER ELASTICI
INTRAORALI**

Confezione: 100 pezzi

	Ø interno					
	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm	
forti 8 oz - 224 gr	K0932-08	K0933-08	K0934-08	K0935-08	K0936-08	



Attenzione: questi prodotti contengono lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.