


TUBOS y BRACKETS



Los tubos bucales Leone están fabricados en acero inoxidable con la tecnología Metal Injection Moulding que permite conseguir una absoluta precisión del slot y un diseño especialmente biselado para el máximo confort del paciente.

Todos los tubos **MIM**® se pueden soldar por puntos sobre las bandas **CALIBRA**® o **WEB**® con servicio de presoldadura gratuito, o unir por soldadura fuerte a la base anatómica **MAXI C.D. F2800-00**, proyectada con anatomía específica para el primer molar. El servicio de soldadura fuerte es gratuito.

Los brackets Leone están fabricados en acero inoxidable con micro-elaboración mecánica para obtener la precisión milesimal del slot. La tolerancia general es inferior a tres centésimos.


Los bordes bajo las aletas están escrupulosamente redondeados.

Todos los brackets Leone se pueden soldar sobre bandas **CALIBRA**® o **WEB**® con servicio de presoldadura gratuito.




tecnología Metal Injection Moulding

absoluta precisión del slot



bordes redondeados bajo las aletas

máximo confort para el paciente



































servicios de presoldadura y soldadura fuerte gratuitos
















TUBOS BUCALES MIM®


Confecciones de 10 piezas

Confecciones de 100 piezas bajo pedido

			torque	rotac. tubo rect.	diám. tubo red.	slot tubo rect.	tubos para soldar	
	6/6	  	0°		.045" ocl.	.018"	der izq	G8084-32 G8084-33
						.022"	der izq	G8024-32 G8024-33
	6/6	  	0°		.051" ocl.	.018"	der izq	G8085-22 G8085-23
						.022"	der izq	G8025-22 G8025-23
	6/6	  	-10°	+8°	.045" ocl.	.018"	der izq	G8384-32 G8384-33
						.022"	der izq	G8324-32 G8324-33
	6/6	  	-10°	+8°	.051" ocl.	.018"	der izq	G8385-22 G8385-23
						.022"	der izq	G8325-22 G8325-23
	6/6	  	0°		.045" ging.	.018"	der izq	G8084-02 G8084-03
						.022"	der izq	G8024-02 G8024-03
	6/6	  	0°		.051" ging.	.018"	der izq	G8085-02 G8085-03
						.022"	der izq	G8025-02 G8025-03
	6/6	  	-10°	+8°	.045" ging.	.018"	der izq	G8384-02 G8384-03
						.022"	der izq	G8324-02 G8324-03
	6/6	  	-10°	+8°	.051" ging.	.018"	der izq	G8385-02 G8385-03
						.022"	der izq	G8325-02 G8325-03
	6/6	  	-25°	+8°	.045" ging.	.018"	der izq	G8384-06 G8384-07
						.022"	der izq	G8324-06 G8324-07
	6/6	  	-25°	+8°	.051" ging.	.018"	der izq	G8385-06 G8385-07
						.022"	der izq	G8325-06 G8325-07

			torque	rotac. tubo rect.	diám. tubo red.	slot tubo rect.	tubos para soldar	
	7 6 6 7 7 6 6 7	  	0°			.018"	der G8081-02 izq G8081-03	
						.022"	der G8021-02 izq G8021-03	
	7 6 6 7	  	-10°	+8°			.018"	der G8381-02 izq G8381-03
							.022"	der G8321-02 izq G8321-03
	7 6 6 7	  	-14°	+8°			.022"	der G8321-12 izq G8321-13
								der G8321-16 izq G8321-17
7 6 6 7	  	-20°	+8°			.022"	der G8321-16 izq G8321-17	
							der G8381-06 izq G8381-07	
						.022"	der G8321-06 izq G8321-07	

TUBO LINGUAL MIM® CON GANCHO DE BOLA



- G2846-02** Derecho
- G2846-03** Izquierdo
- G2847-02** Derecho rotación -8°
- G2847-03** Izquierdo rotación -8°

La base curva se adapta al contorno tanto del primer como del segundo molar.
Apto para doble alambre de .036".
Confecciones de 10 piezas

TUBO MIM® PARA EXTRAORAL PARA ACTIVADOR



Fabricado con la tecnología Metal Injection Moulding ofrece una elevada retención en la resina y robustez. Diseño biselado y confortable.
Confecciones de 10 piezas








































- A0761-45** Ø .045"
- A0761-51** Ø .051"























TUBOS BUCALES MIM® CONVERTIBLES

La soldadura con láser de la lengüeta de conversión garantiza la no despegadura de la misma, que se puede remover con el instrumento P1090-00. Los tubos pueden ser suministrados: en la versión C.D., soldados por puntos a las bandas **CALIBRA®** o **WEB®**, o unidos por soldadura fuerte a la base **MAXI C.D. F2800-00** (servicios gratuitos págs. 69, 120).

Confecciones de 10 piezas

Confecciones de 100 piezas bajo pedido


				torque	rotac. tubo rect.	diám. tubo red.	slot tubo rect.	tubos para soldar	
	6/6 6/6				0°	.045" ocl.	.018"	der G8184-22 izq G8184-23	
							.022"	der G8124-22 izq G8124-23	
	6/6				0°	.051" ocl.	.018"	der G8185-12 izq G8185-13	
							.022"	der G8125-12 izq G8125-13	
	6/6				-10°	+8°	.045" ocl.	.018"	der G8484-22 izq G8484-23
								.022"	der G8424-22 izq G8424-23
6/6				-10°	+8°	.051" ocl.	.018"	der G8485-12 izq G8485-13	
							.022"	der G8425-12 izq G8425-13	
tubo auxiliar .018"x.025"									
	6/6 6/6				0°		.018"	der G8170-16 izq G8170-17	
							.022"	der G8110-16 izq G8110-17	
	6/6				-14°	+8°		.018"	der G8470-02 izq G8470-03
								.022"	der G8410-02 izq G8410-03
	6/6				-25°	+8°		.018"	der G8470-06 izq G8470-07
								.022"	der G8410-06 izq G8410-07
tubo auxiliar .018"x.025"									
	6/6 6/6				0°	.045" ocl.	.018"	der G8184-12 izq G8184-13	
							.022"	der G8124-12 izq G8124-13	
	6/6				0°	.051" ocl.	.018"	der G8185-22 izq G8185-23	
							.022"	der G8125-22 izq G8125-23	
	6/6				-10°	+8°	.045" ocl.	.018"	der G8484-12 izq G8484-13
								.022"	der G8424-12 izq G8424-13
6/6				-10°	+8°	.051" ocl.	.018"	der G8485-22 izq G8485-23	
							.022"	der G8425-22 izq G8425-23	
6/6				-14°	+10°	.045" ocl.	.022"	der G8424-32 izq G8424-33	

				torque	rotac. tubo rect.	diám. tubo red.	slot tubo rect.	tubos para soldar	
	6/6 6/6			0°		.045" ging.	.018"	der	G8184-02
							.022"	der	G8184-03
	6/6			0°		.051" ging.	.018"	der	G8185-02
							.022"	der	G8185-03
	6/6			-10°	+8°	.045" ging.	.018"	der	G8484-02
							.022"	der	G8484-03
6/6			-10°	+8°	.051" ging.	.018"	der	G8485-02	
						.022"	der	G8485-03	
6/6			-25°	+8°	.045" ging.	.022"	der	G8424-16	
						.018"	der	G8424-17	
						.022"	der	G8424-06	
						.018"	der	G8424-07	
6/6			-25°	+8°	.051" ging.	.018"	der	G8485-06	
						.022"	der	G8485-07	
	6/6 6/6			0°			.018"	der	G8181-02
							.022"	der	G8181-03
	6/6			-10°	+8°		.018"	der	G8481-02
							.022"	der	G8481-03
	6/6			-20°	+8°		.022"	der	G8421-16
							.018"	der	G8421-17
6/6			-25°	+8°		.018"	der	G8481-06	
						.022"	der	G8481-07	



P1090-00 *** CONVERTIDOR PARA TUBOS CONVERTIBLES

Facilita la conversión del tubo rectangular cuando es necesario aplicar la banda al segundo molar.
Esterilizable en autoclave.
Puntas de recambio **P1090-01**, 2 piezas.










BRACKETS PARA SOLDAR

Confecciones de 10 piezas

Confecciones de 100 piezas bajo pedido






superiores

							
		torque	ang.	mm	slot .018"	slot .022"	
2 1 1 2							
			0°	2,5	der izq	G2080-14 G2020-14	
			0°	3,3	der izq	G2080-34 G2020-34	
1 1							
			0°	3,5	der izq	G2086-14 G2026-14	
			0°	4,4	der izq	G2080-44 G2020-44	
			+10°	+5°	3,3	der izq	G2421-02 G2421-03
			+22°	0°	3,3	der izq	G2480-04
2 2							
			0°	2,7	der izq	G2080-24 G2020-24	
			+5°	+10°	2,7	der izq	G2422-02 G2422-03
			+14°	+8°	2,7	der izq	G2482-02 G2482-03
3 3							
			0°	2,5	der izq	G2080-14 G2020-14	
			0°	2,7	der izq	G2088-04 G2028-04	
			0°	3,3	der izq	G2088-14 G2028-14	
			+7°	+5°	3,3	der izq	G2483-08 G2483-00
			-10°	+10°	3,3	der izq	G2423-02 G2423-03
			-10°	+15°	3,3	der izq	G2423-12 G2423-13
5 4 4 5							
			0°	2,7	der izq	G2088-04 G2028-04	
			0°	3,3	der izq	G2088-34 G2028-34	
			0°	2,0	der izq	G2089-14 G2029-14	
			0°	3,3	der izq	G2084-01 G2024-01	
			-7°	0°	3,3	der izq	G2489-01 G2429-11



inferiores

							
		torque	ang.	mm	slot .018"	slot .022"	
2 1 1 2							
			0°	2,0	der izq	G2080-04 G2020-04	
			0°	2,1	der izq	G2080-05 G2020-05	
3 3							
			0°	2,5	der izq	G2080-14 G2020-14	
			0°	2,7	der izq	G2088-04 G2028-04	
			0°	3,3	der izq	G2088-14 G2028-14	
			+7°	+5°	3,3	der izq	G2483-00 G2483-08
			-10°	+5°	3,3	der izq	G2423-06 G2423-07
			-10°	+10°	3,3	der izq	G2423-16 G2423-17
5 4 4 5							
			0°	2,7	der izq	G2088-04 G2028-04	
			0°	3,3	der izq	G2088-34 G2028-34	
			-7°	0°	3,3	der izq	G2484-05
			-15°	0°	3,3	der izq	G2485-05
			0°	2,0	der izq	G2089-14 G2029-14	
			0°	3,3	der izq	G2084-01 G2024-01	
			-17°	0°	3,3	der izq	G2489-15 G2429-15
			-22°	0°	3,3	der izq	G2489-05 G2429-25
6 6							
			0°	3,5	der izq	G2086-14 G2026-14	
			0°	4,4	der izq	G2080-44 G2020-44	

 aconsejados para la técnica Andrews

 aconsejados para la técnica Ricketts



CONECTORES PARA SOLDADURA LASER

Los conectores para soldadura láser son dispositivos para soldar sobre el lado lingual de las bandas. Fabricados con tecnología **MIM**®, están proyectados para recibir el alambre o el brazo del expansor y para permitir la soldadura con láser de elementos con espesor diferente. Los tres modelos disponibles permiten elaborar expansores, barras palatinas y quad-helix con seguridad y solidez de las juntas soldadas. Confecciones de 10 piezas



G0560-00
CONECTOR
PARA DISYUNTORES



G0565-09
CONECTOR 0,9 mm
PARA PREMOLARES



G0570-09
CONECTOR 0,9 mm
PARA MOLARES



Las franjas del conector garantizan una óptima unión a la banda, por el uso de una simple soldadura



El diseño del conector favorece, desde el punto de vista biomecánico, el correcto posicionamiento del brazo y una óptima higiene



Detalle del alojamiento del alambre en la sede del conector



Junta soldada con láser: están aseguradas resistencia mecánica y perfecta inoxidable

TUBOS REDONDOS



	mm		conf.
.036"	6,5	G0533-36	
.045"	5,5	G0532-45	10
.045"	9,5	G0535-45	

TUBOS PARA TECNICA TWIN ARCH



G0520-24
Longitud 28,6 mm.
Para 2 alambres de .011".
Diámetro externo de .036".



GANCHOS QUIRURGICOS MIM®

Para el bloqueo intermaxilar posquirúrgico y tracciones intermaxilares. Cantos redondeados. Se aplican con los alicates P1911-00.

CANULAS REDONDAS



		conf.
.036"	G0525-36	1 pieza de 30 cm
.045"	G0525-45	



G0533-36
Para soldar. Diámetro interno de .036".
Confecciones de 10 piezas

mm	para arco .018"	para arco .022"	conf.
2,0	G9620-18	G9620-22	10
2,0 abiertos	G9650-18	G9650-22	

G2800-00

REJILLA LINGUAL DE MESTRE

Para impedir la succión o el empuje de la lengua. Fácil de adaptar. Abrillantada.
Confección de 1 pieza



TOPE PARA CERRAR

Se puede insertar sin remover el arco. Posicionado sobre el arco se apretará con alicates robustos o con las pinzas universales. Indicado para el uso con resortes en espiral.

G9225-18 para arcos .018"x.025"

G9228-22 para arcos .022"x.028"

Confecciones de 10 piezas



G2820-00

GANCHOS LINGUALES PERFIL ALTO

Confección de 100 piezas



BOTONES LINGUALES



G2860-00

Base plana para posición central sobre molares



G2865-00

Base curva para posición mesial sobre molares



G2870-00

Base muy curva para premolares


Confecciones de 10 piezas

GANCHOS PARA ELASTICOS

G2893-00 Curvos para posteriores

G2890-00 Rectos para anteriores

Confecciones de 100 piezas



GANCHOS LINGUALES PERFIL BAJO

G2824-00 Para molares

G2822-00 Para caninos y premolares

Confecciones de 100 piezas



G2850-00

APOYOS LINGUALES

Confección de 100 piezas



G2810-00

OJALES

Confección de 100 piezas



G9019-25

GANCHO PARA CERRAR

Útil en la técnica **STEP** para aplicar fuerzas intra y extraorales sobre los arcos de acero extraduro elástico y superduro templado de .019"x.025". El gancho se cierra con alicates robustos o con los alicates P1911-00.

Confección de 10 piezas

