

**MATERIAL**

**BIOCOMPATIBLE**

**TERMOFORMABLE**

MÁXIMA TRANSPARENCIA Y  
ELEVADA EFICIENCIA  
BIOMECÁNICA

IDEAL PARA FABRICAR  
ALINEADORES DENTALES Y  
RETENEDORES ESTÉTICOS



Ortodoncia e Implantología

# MATERIAL BIOCOMPATIBLE TERMOFORMABLE



LOS DISCOS Y PLACAS CUADRADAS ESTÁN FABRICADOS EN PET G, MATERIAL IDEAL TERMOFORMABLE PARA FABRICAR ALINEADORES DENTALES Y RETENEDORES ESTÉTICOS POST TERAPIA. EL MATERIAL, CONFORME A LA ISO 10993-1, PRESENTA EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE TRANSPARENCIA ÓPTICA Y, UNA VEZ FORMADO, UNA ELEVADA EFICIENCIA BIOMECÁNICA.

| DISCOS TERMOFORMABLES Ø 120 mm |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
|                                | <i>espesor</i> | <i>confeccion</i> |
| <b>R7001-05</b>                | 0,5 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7001-08</b>                | 0,8 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7001-10</b>                | 1,0 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7001-15</b>                | 1,5 mm         | 15 piezas         |
| <b>R7001-20</b>                | 2,0 mm         | 10 piezas         |

| DISCOS TERMOFORMABLES Ø 125 mm |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
|                                | <i>espesor</i> | <i>confeccion</i> |
| <b>R7002-05</b>                | 0,5 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7002-08</b>                | 0,8 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7002-10</b>                | 1,0 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7002-15</b>                | 1,5 mm         | 15 piezas         |
| <b>R7002-20</b>                | 2,0 mm         | 10 piezas         |

| PLACAS TERMOFORMABLES 125 x 125 mm |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                    | <i>espesor</i> | <i>confeccion</i> |
| <b>R7013-05</b>                    | 0,5 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7013-08</b>                    | 0,8 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7013-10</b>                    | 1,0 mm         | 25 piezas         |
| <b>R7013-15</b>                    | 1,5 mm         | 15 piezas         |
| <b>R7013-20</b>                    | 2,0 mm         | 10 piezas         |



**LEONE S.p.a. Ortodoncia e implantología**  
 Via P. a Quaracchi, 50 • 50019 Sesto Fiorentino FIRENZE (Italia) - info@leone.it • www.leone.it  
 Departamento de Exportación: Tel: +39.055.3044620 • Fax: +39.055.304405 • e-mail: export@leone.it