

Per informazioni ed iscrizioni

Segreteria ISO
Tel. 055.304458
Fax 055.304455
iso@leone.it

Sede dei lavori:

ISO – Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi, 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)


Orari: 10,00/16,00

Corso riservato a Odontotecnici

Partecipazione gratuita – iscrizione obbligatoria



ISTITUTO STUDI
ODONTOIATRICI



CORSO 3DLeone Designer

Il primo software con un workflow
dedicato per espansori Cad-Cam

IT-25-23



Centro Formazione



Segreteria ISO
Via P. a Quaracchi 48
50019 Sesto Fiorentino - FIRENZE
tel. 055 304458
fax 055 304455
email: iso@leone.it
www.leone.it/iso

FIRENZE
29 SETTEMBRE
2023

ODT. TOMMASO
BRIGANTI

ODT. GIACOMO
BARTOLINI

Il corso ha lo scopo di permettere la comprensione del software 3DLeone Designer e dei suoi vantaggi in un workflow totalmente digitale all'interno di un laboratorio Odontotecnico.

3DLeone Designer è il software basato su un workflow semplice, rapido e totalmente guidato per la progettazione digitale con gli espansori Cad-Cam Leone.

Il software 3DLeone Designer consente anche la progettazione di espansori ad ancoraggio misto con 2 TADs o totalmente scheletrico con 4 TADs. A conclusione del processo di progettazione, il software esporterà il file stl della struttura, che una volta sinterizzata tramite un processo di laser melting, andrà ad accoppiarsi perfettamente con il disgiuntore Leone cad-cam prescelto, consentendo una perfetta saldatura laser.

PROGRAMMA:

- Dall'espansore analogico a digitale
- Caratteristiche dei disgiuntori Cad-Cam Leone
- 3DLeone Designer peculiarità e funzionalità
- Viewer: lo strumento di comunicazione con il clinico

