



Centro Formazione

Leone[®]



Corso **3DLeone Designer**

Il primo software con un workflow
dedicato per espansori Cad-Cam

FIRENZE
25 NOVEMBRE
2024

ODT. TOMMASO
BRIGANTI

ODT. GIACOMO
BARTOLINI


Il corso ha lo scopo di permettere la comprensione del software **3DLeone Designer** e dei suoi vantaggi in un workflow totalmente digitale all'interno di un laboratorio Odontotecnico.

3DLeone Designer è il software basato su un workflow semplice, rapido e totalmente guidato per la **progettazione digitale** con gli espansori CAD-CAM Leone. Il software 3DLeone Designer consente anche la progettazione di espansori ad ancoraggio misto con 2 TADs o totalmente scheletrico con 4 TADs.

A conclusione del processo di progettazione, il software esporterà il **file stl**, della struttura, che una volta sinterizzata tramite un processo di **laser melting**, andrà ad accoppiarsi perfettamente con il disgiuntore Leone CAD-CAM prescelto, consentendo una perfetta saldatura laser.

PROGRAMMA:

- Dall'espansore analogico a digitale
- Caratteristiche dei disgiuntori CAD-CAM Leone
- 3DLeone Designer peculiarità e funzionalità
- Viewer: lo strumento di comunicazione con il clinico




PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria ISO
Tel. 055 304458
iso@leone.it



SEDE DEI LAVORI:

ISO – Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi, 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Orario: 10,00/16,00



Corso riservato a Odontotecnici

Partecipazione gratuita – iscrizione obbligatoria



Scopri le funzionalità del
Software 3DLeone Designer

