

Visita la pagina dedicata ai nostri biomateriali sul sito Leone [www.leone.it](http://www.leone.it) per:

- scaricare le schede informative con i dettagli sulle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti
- scaricare le procedure per l'utilizzo
- visualizzare i casi clinici correlati
- visualizzare i video clinici correlati

La pubblicazione  
Chirurgia rigenerativa. Basi teoriche e procedure cliniche  
per l'utilizzo dei biomateriali Biomimetic Line  
nella quale il Dott. Leonardo Targetti illustra molti casi di insufficienza ossea  
risolti con i materiali della linea, è disponibile gratuitamente  
fino ad esaurimento scorte. Per richiederla: [clienti@leone.it](mailto:clienti@leone.it)



Inquadra il QR code  
e visita la pagina  
dedicata ai nostri  
biomateriali



Distribuito in esclusiva da



ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA

LEONE S.p.a  
Via P. a Quaracchi 50  
50019 Sesto Fiorentino • Firenze  
tel. 055.30441 • fax 055.374808  
[www.leone.it](http://www.leone.it)

Prodotto da




BIOMATLANTE  
ZA Les Quatre Nations  
5, rue Edouard Belin  
44360 • Vigneux de Bretagne • France  
[www.biomatlante.com](http://www.biomatlante.com)

IT-60-16



# biomateriali



VALIDITÀ 01/02/2017



MBCP+™ è un fosfato di calcio bifasico micro e macroporoso disponibile in due diverse granulometrie: granuli piccoli di una dimensione compresa tra 0,5-1 mm e granuli grandi di una dimensione compresa tra 1-2 mm. I granuli piccoli sono forniti in una pratica siringa che facilita l'applicazione del biomateriale.

## granuli



### SOSTITUTO OSSEO SINTETICO MBCP+™

GRANULOMETRIA	CONFEZIONE	QUANTITÀ E PREZZO PER CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO	INDICAZIONI
0,5 - 1 mm		1 siringa da 0,5 cc euro 60,00*	310-0510-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siti post-estrattivi</li> <li>• Difetti ossei</li> <li>• Difetti parodontali</li> <li>• Difetti perimplantari</li> <li>• Mini rialzo del seno mascellare</li> </ul>
		2 siringhe da 0,5 cc euro 110,00*	310-0510-10	
1 - 2 mm		2 cc euro 143,00*	310-1020-20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande rialzo del seno mascellare monolaterale</li> <li>• Aumento della cresta ossea</li> <li>• Ricostruzione della cresta ossea</li> </ul>
		5 cc euro 220,00*	310-1020-50	

- 100% sintetico
- Bifasico: 20% idrossiapatite (HA) e 80% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
- Porosità del 70%, con micropori e macropori interconnessi
- Elevata superficie specifica, totale permeabilità
- Osteoconduttivo
- Oltre 30 anni di esperienza clinica

#### VANTAGGI DEL PRODOTTO

## plasmabile



MBCP™ Putty è un sostituto osseo sintetico plasmabile composto da microgranuli di MBCP™ (80-200 μm) e un idrogel che agisce come veicolo per una rapida vascolarizzazione e mineralizzazione. MBCP™ Putty non deve essere idratato o preparato prima dell'uso e si applica direttamente con la siringa.

### SOSTITUTO OSSEO SINTETICO MBCP™ Putty

CONFEZIONE	QUANTITÀ E PREZZO PER CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO	INDICAZIONI
	2 siringhe da 0,5 ml euro 172,00*	310-0000-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siti post-estrattivi</li> <li>• Difetti ossei</li> <li>• Difetti perimplantari</li> </ul>

- Pronto all'uso
- 100% sintetico
- Si applica direttamente con la siringa
- Bifasico: 60% idrossiapatite (HA) e 40% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
- Struttura microporosa interconnessa
- Osteoconduttivo

#### VANTAGGI DEL PRODOTTO



## novità



MBCP™ Compact è un sostituto osseo di eccellente biocompatibilità composto per il 90% da granuli MBCP™ piccoli (0,5-1 mm) e per il 10% da atelocollagene di tipo I di origine suina altamente purificato. MBCP™ Compact è estremamente maneggevole e facile da applicare.

**ATTUALMENTE NON DISPONIBILE**

### SOSTITUTO OSSEO MBCP™ Compact

DIMENSIONE	QUANTITÀ E PREZZO PER CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO	INDICAZIONI
 1:1 8 x 15 mm	1 pz euro 108,00*	330-0815-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siti post-estrattivi</li> <li>• Difetti ossei</li> <li>• Difetti parodontali</li> <li>• Difetti perimplantari</li> <li>• Mini rialzo del seno mascellare</li> </ul>
 1:1 10 x 20 mm	1 pz euro 150,00*	330-1020-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande rialzo del seno mascellare</li> <li>• Aumento della cresta ossea</li> <li>• Ricostruzione della cresta ossea</li> </ul>
 1:1 25 x 50 x 4 mm	1 pz euro 199,00*	330-2550-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande rialzo del seno mascellare</li> <li>• Aumento della cresta ossea</li> <li>• Ricostruzione della cresta ossea</li> </ul>

#### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pronto all'uso
- Rapido da applicare
- Può essere tagliato (asciutto o inumidito)
- Bifasico: 60% idrossiapatite (HA) e 40% beta fosfato tricalcico (β-TCP)
- Matrice tridimensionalmente interconnessa con micropori e macropori
- Osteoconduttivo

## cilindro



## tablet

## membrana



EZ Cure™ è una membrana di ottima biocompatibilità ottenuta da fibre di collagene di tipo I e III di origine suina altamente purificate. EZ Cure™ è prodotta con un'esclusiva tecnologia cross-linking grazie alla quale mantiene la sua integrità funzionale per più di 12 settimane.

### MEMBRANA RIASSORBIBILE NATURALE EZ CURE™

DIMENSIONE	QUANTITÀ E PREZZO PER CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO	INDICAZIONI
 1:1 15 x 25 mm	1 pz euro 111,00*	320-1525-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento dei difetti parodontali, perimplantari e ossei</li> </ul>
	2 pz euro 204,00*	320-1525-01	
 1:1 20 x 30 mm	1 pz euro 133,00*	320-2030-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento dei difetti parodontali, perimplantari e ossei</li> <li>• Grande rialzo del seno mascellare</li> </ul>

#### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzione barriera per 3-6 mesi
- Bi-side
- Microporosa: ottima salute dei tessuti
- Elevata resistenza strutturale
- Semplice da tagliare e da applicare