


ExaConnect

XCN[®]






ExaConnect per protesi avvitata singola

ExaConnect

Soluzione innovativa per la protesi singola avvitata cement-free



VANTAGGI

Ideale per un flusso di lavoro digitale: l'unico moncone Ti-Base con varie angolazioni e altezze gengivali presente sul mercato

Nella versione Plus, condizionamento inclinato dei tessuti molli, con migliori risultati estetici

Spostamento della piattaforma protesica da Bone Level a Tissue Level, con la semplicità operativa e l'assoluta stabilità fornite dalla connessione cono Morse

Protocollo One Abutment-One Time

Mantenimento dei tessuti molli durante il processo di guarigione e protesizzazione




QUANDO

- Dente singolo avvitato
- Tratto transmucoso profondo
- Guarigione transgengivale (con apposita vite di guarigione)
- Carico immediato


Caratteristiche

Unica piattaforma protesica

Emergenza con esagono esterno Perfect Fit limitando la possibilità di svitamento




Ampia gamma di angolazioni (0°, 7.5°, 15°, 25°) e altezze gengivali, anodizzate rosa per migliorare l'estetica




Libero orientamento del canale d'accesso
alla vite grazie alla connessione XCN® 360°



Ideale per un flusso di lavoro totalmente
digitale, diventa un Ti-Base con varie
angolazioni e altezze gengivali



Fornito con vite polifunzionale premontata
per facilitare il posizionamento



Accessori ExaConnect

Il sistema offre componenti per workflow sia tradizionali che digitali.




Vite di guarigione

Transfer da Riposizionamento e Pick-up



Ti-Base da laboratorio/scansione

Analogo ExaConnect



Moncone temporaneo


Calcinabile per Ti-Base



Moncone Ti-Base


ExaConnect PLUS

Linea protesica disponibile in versione sterile,
per ottimizzare il flusso di lavoro One Abutment-One Time.




- Progettato per essere inserito subito dopo il posizionamento implantare
- Ottima estetica naturale grazie al condizionamento dei tessuti molli con l'inclinazione del connettore scelto
- Impianto XCN® più ExaConnect, l'equivalente di un impianto transmucoso ma con più angolazioni e altezze gengivali

Case Report



Per gentile concessione del Dr. Nazario Russo
e Odt. Gerardo Senatore



Per gentile concessione del Dr. Luigi Lucchiari
e Laboratorio odontotecnico L.O.R.I.



Per ulteriori approfondimenti scarica il webinar:

From Implant Level to Tissue Level

Dr. Roberto Meli

XCN[®]

SOLO VERI SORRISI



Leone S.p.a.

Via P. a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:

tel. 055.3044600 | fax 055.374808
italia@leone.it | www.leone.it