


Monconi
MUA

XCN[®]






Monconi MUA
per protesi avvitata
e accessori

Monconi MUA (Multi-Unit Abutment)

Gamma unica sul mercato





Una sola vite da gestire, anche in caso di monconi angolati, grazie alla connessione impianto-moncone a cono Morse. Ampia gamma di inclinazioni e altezze transmucose.



QUANDO

- Edentulie parziali (ponti)
- Edentulie totali (Toronto Bridge e Overdenture su barra)
- Carico immediato (All-on-Four)

Caratteristiche



- Ideali per il recupero di ogni genere di disparallelismo, fino ad un massimo di 50° grazie alle varie angolazioni e all'emergenza tronco-conica

- Vite protesica da M2.0 mm, la più robusta sul mercato



Ø 2,0 mm - Leone



Ø 1,4 mm - company NB


- Libero orientamento del canale d'accesso alla vite grazie alla connessione XCN® 360°



- Disponibili in tutta la gamma, anche per impianti di piccolo diametro



- Forniti con vite polifunzionale premontata per facilitare il posizionamento e la parallelizzazione



Accessori MUA

Il sistema offre componenti appositamente studiati per le varie tecniche protesiche, dalla presa d'impronta alla passivazione finale ed è utilizzabile sia per workflow analogici che digitali.


Viti di guarigione standard e slim




Transfer da Riposizionamento e Pick-up




Analoghi-Moncone MUA



Cilindri da Incollaggio con calcinabile



Cilindri da Saldatura






Scan Body

Analoghi Digitali



Interfacce CAD-CAM



Monconi MUA PLUS

Linea protesica disponibile anche in versione sterile.




STERILE R

Case Report

Ideali per riabilitazioni in carico immediato,
anche con tecnica All-on-Four.



Per gentile concessione del Dr. Fabrizio Dell'Innocenti e
Odt. Massimiliano Pisa (Laboratorio Dental Giglio)



Per gentile concessione del Dr. Salvatore Belcastro e
Laboratorio Monni & C



PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI
SCARICA IL WEBINAR:

CONNESSIONE CONOMETRICA
E ALL-ON-FOUR - DR. RENATO TURRINI

XCN[®]

SOLO VERI SORRISI



Leone S.p.a.

Via P. a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:

tel. 055.3044600 | fax 055.374808
italia@leone.it | www.leone.it