

## La serie de aparatos de expansión palatal para una terapia sin colaboración

Completo control de la expansión maxilar gracias a las fuerzas predeterminadas, calibradas y constantes liberadas por resortes a ballesta de níquel-titanio MEMORIA®.

Gracias a las características únicas de estos expansores, no es necesaria la reactivación diaria del expansor en casa. La reactivación del Leaf Expander la realiza un médico clínico según el protocolo sugerido, mientras que el modelo del Leaf Self Expander autoactivable no requiere reactivación ni en casa ni por un clínico.



Prof.ª **Valentina Lanteri**

**Profesora Asociada de Ortodoncia – UNIMORE**  
**Universidad de Modena y Reggio Emilia, Italia**

*“Utilizo el **Leaf Expander** con éxito siempre que necesito solucionar una discrepancia transversal en pacientes jóvenes y adultos. Los resortes de níquel-titanio liberan fuerzas constantes y calibradas que permiten una expansión predecible y sin dolor. Además, dado que no tengo que depender de la cooperación de los padres, he reducido drásticamente el número de visitas de seguimiento, optimizando mi tiempo de sillón en beneficio mutuo de mi clínica y de los horarios de los padres.”*



# Leone®


**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50, 50019  
Sesto Fiorentino | Florence | Italia

**Export Dept.:**

Phone +39 055 30 44 620  
export@leone.it | www.leone.it

## Serie Leaf Expander



SPA-2-24



# Leone®

## Leaf Expander



## Leaf Self Expander



## CAD CAM Tooth Borne Leaf Expander & Leaf Self Expander



**Protocolo de activación validado**

**Reducción de las visitas de seguimiento en un 50%**  
(con respecto al ERP convencional)

**Sin colaboración ni dependencia del operador**

**Sin riesgo de sobretratamiento**

**Menos tiempo en el sillón**

**Mejor predictibilidad**

**Más comodidad**

**Mayor fiabilidad**



INICIO DEL TRATAMIENTO



FIN DEL TRATAMIENTO

Cortesía de la Prof.<sup>a</sup> V. Lanteri



INICIO DEL TRATAMIENTO



FIN DEL TRATAMIENTO

Cortesía de la Prof.<sup>a</sup> V. Lanteri

**Para más información póngase en contacto con su laboratorio de confianza**