

# SPECIALE EXACONE 2.9

**VALIDITÀ**  
DAL 1 FEBBRAIO  
AL 31 MARZO  
2018

IN COLLABORAZIONE  
CON I DEPOSITI DENTALI  
AUTORIZZATI

**OFFERTA  
NUOVI  
UTILIZZATORI  
SISTEMA  
IMPLANTARE  
EXACONE®**



## PRENDI

**15 IMPIANTI EXACONE 2.9**

(€ 2.077,50)

+





**4 TAPPI DI GUARIGIONE**

(€ 144,00)

## IN OMAGGIO

**FRESE E STRUMENTI**

(€ 472,00)

			
	Ø 2,9 mm		
lunghezza	10 mm	12 mm	14 mm
	<b>110-2910-02</b>	<b>110-2912-02</b>	<b>110-2914-02</b>

Offerte non cumulabili con eventuali altre in corso - Tutti i prezzi sono da intendarsi IVA esclusa

IT-14-18

**LEONE S.p.a. Ortodonzia e Implantologia**

Via P. a Quaracchi, 50 • 50019 Sesto Fiorentino • Firenze • Tel. 055.30441 • Fax 055.374808

e-mail: info@leone.it [www.leone.it](http://www.leone.it)

Ufficio Vendite Italia • Tel 055.3044600 • Fax 055.374808 • e-mail: italia@leone.it



Ortodonzia e Implantologia

# EXACONE<sup>®</sup> 2.9

Minima invasività  
Massima affidabilità

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### IMPIANTO Ø 2,9 mm

Indicato per creste e spazi interdentali limitati:

- Incisivi laterali superiori
- Incisivi centrali e laterali inferiori

### SUPERFICIE HRS MICROSABBIATA

Rugosità media  $\approx 1,0 \mu\text{m}$

### APICE CONICO

Migliora la capacità di penetrazione

### ECCEZIONALE RESISTENZA MECCANICA A FATICA

Grazie alla connessione Exacone<sup>®</sup> ed al titanio grado medicale 5

### INNOVATIVO DESIGN DELLA FILETTATURA

Stabilità primaria aumentata, ottimo per il carico immediato

#### LEONE S.p.a. Ortodonzia e Implantologia

Via P. a Quaracchi, 50 • 50019 Sesto Fiorentino • Firenze • Tel. 055.30441 • Fax 055.374808

e-mail: info@leone.it [www.leone.it](http://www.leone.it)

Ufficio Vendite Italia • Tel 055.3044600 • Fax 055.374808 • e-mail: italia@leone.it



Ortodonzia e Implantologia