

Pilares  
MUA

**XCN<sup>®</sup>**






Pilares MUA  
para prótesis atornillada  
y accesorios

# Pilares MUA (Multi-Unit Abutment)

Gama única en el mercado





Un único tornillo, incluso también en casos de pilares angulados, gracias a la conexión implante-pilar como Morse. Amplia gama de inclinaciones y alturas transmucosas.



## CUANDO


- Edentulismo parcial (puentes)
- Edentulismo total (Toronto bridge y sobredentadura sobre barra)
- Carga inmediata (All-on-Four)

# Características



- Ideales para la corrección de todo tipo de disparelismo, hasta un máximo de 50°, gracias a las distintas angulaciones y a la emergencia tronco-cónica

- Tornillo protésico de M2.0 mm, el más resistente del mercado



Ø 2,0 mm - Leone



Ø 1,4 mm - company NB


- Orientación libre del canal de acceso al tornillo gracias a la conexión XCN® 360°



- Disponibles para toda la gama, incluso para los implantes de diámetro pequeño



- Suministrados con tornillo polifuncional para facilitar el posicionamiento y la paralelización




# Accesorios MUA

El sistema ofrece componentes específicamente estudiados para las diferentes técnicas protésicas, desde la toma de la impresión hasta la pasivación final, tanto para flujos de trabajo analógicos como digitales.


Tornillos de cicatrización estándares y slim




Transfer de reposicionamiento y Pick-up



Análogos-pilar MUA



Cilindros para cementado con calcinable



Cilindros para soldadura





Scan Body

Análogos digitales



Interfases CAD-CAM



# Pilares MUA PLUS


Línea protésica disponible también en la versión estéril.







**STERILE R**

# Reporte de caso

Ideales para rehabilitaciones de carga inmediata, también con técnica All-on-Four.



Cortesía del Dr. Fabrizio Dell'Innocenti y  
Tpd. Massimiliano Pisa (Laboratorio Dental Giglio)



Cortesía del Dr. Salvatore Belcastro y  
Laboratorio Monni & C



CONSULTE LA BIBLIOGRAFÍA COMPLETA  
EN LA PÁGINA WEB:

[WWW.LEONE.IT](http://WWW.LEONE.IT)



# XCN<sup>®</sup>

**SOLO SONRISAS REALES**



**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50

50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

**Export Dept.:**

Phone: +39.055.3044620 | Fax: +39.055.304405  
export@leone.it | www.leone.it