

BRACKETS C.D. F1000PLUS



**SISTEMA ROTH
F1000PLUS**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1000-11
					$\frac{1}{1}$	F1000-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1000-12
					$\frac{2}{2}$	F1000-22
			0°	+11°	$\frac{3}{3}$	F1002-13
					$\frac{3}{3}$	F1002-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1002-14
					$\frac{4}{4}$	F1002-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1002-15
					$\frac{5}{5}$	F1002-25
			-2°	0°	$\frac{1}{1}$	F1002-41
					$\frac{1}{1}$	F1002-31
			-2°	0°	$\frac{2}{2}$	F1002-42
					$\frac{2}{2}$	F1002-32
			-11°	+5°	$\frac{3}{3}$	F1002-43
					$\frac{3}{3}$	F1002-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F1002-44
					$\frac{4}{4}$	F1002-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F1002-45
					$\frac{5}{5}$	F1002-35



**SISTEMA MBT*
F1000PLUS**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+17°	+4°	$\frac{1}{1}$	F1001-11
					$\frac{1}{1}$	F1001-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1001-12
					$\frac{2}{2}$	F1001-22
			-8°	+8°	$\frac{3}{3}$	F1001-13
					$\frac{3}{3}$	F1001-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-14
					$\frac{4}{4}$	F1000-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-15
					$\frac{5}{5}$	F1000-25
			-6°	0°	$\frac{1}{1}$	F1001-41
					$\frac{1}{1}$	F1001-31
			-6°	0°	$\frac{2}{2}$	F1001-42
					$\frac{2}{2}$	F1001-32
			-6°	+3°	$\frac{3}{3}$	F1001-43
					$\frac{3}{3}$	F1001-33
			-12°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-44
					$\frac{4}{4}$	F1000-34
			-17°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-45
					$\frac{5}{5}$	F1000-35



**SISTEMA ROTH
F1000PLUS**

	20 brackets 1 caso	200 brackets 10 casos
.022"	F1000-93	F1001-93



**SISTEMA MBT*
F1000PLUS**

	20 brackets 1 caso	200 brackets 10 casos
.022"	F1000-92	F1001-92

*MBT es una marca registrada 3M Unitek
Los brackets presentes en este folleto no son copia de ningún otro bracket, ni Leone s.p.a. sostiene que estos sean aprobados en algún modo por los médicos o las Escuelas mencionadas

BRACKETS C.D. **F1000PLUS**



**SISTEMA DAMON
F1000PLUS**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	1	F1000-11
					1	F1000-21
			+8°	+9°	2	F1000-12
					2	F1000-22
			+7°	+8°	3	F1000-13
					3	F1000-23
			-7°	0°	4	F1000-14
					4	F1000-24
			-7°	0°	5	F1000-15
					5	F1000-25
			-2°	0°	1	F1000-41
					1	F1000-31
			-2°	0°	2	F1000-42
					2	F1000-32
			+7°	+3°	3	F1000-43
					3	F1000-33
			-12°	0°	4	F1000-44
					4	F1000-34
			-17°	0°	5	F1000-45
					5	F1000-35



**SISTEMA DAMON
F1000PLUS**

	20 brackets 1 caso	200 brackets 10 casos
	F1000-91	F1001-91



BRACKETS C.D. INTERACTIVE SL

Envase: 5 piezas



**SISTEMA ROTH
INTERACTIVE SL**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1100-11 F1100-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1100-12 F1100-22
			-2°	+13°	$\frac{3}{3}$	F1100-13 F1100-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1100-14 F1100-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1100-15 F1100-25
			0°		$\frac{1}{1}$	F1100-41 F1100-31
			0°		$\frac{2}{2}$	F1100-42 F1100-32
			-11°	+7°	$\frac{3}{3}$	F1100-43 F1100-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F1100-44 F1100-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F1100-45 F1100-35



**SISTEMA MBT*
INTERACTIVE SL**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+17°	+4°	$\frac{1}{1}$	F1102-11 F1102-21
			+10°	+8°	$\frac{2}{2}$	F1102-12 F1102-22
			-7°	+8°	$\frac{3}{3}$	F1102-13 F1102-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1102-14 F1102-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1102-15 F1102-25
			-6°	0°	$\frac{1}{1}$	F1102-41 F1102-31
			-6°	0°	$\frac{2}{2}$	F1102-42 F1102-32
			-6°	+3°	$\frac{3}{3}$	F1102-43 F1102-33
			-12°	+2°	$\frac{4}{4}$	F1102-44 F1102-34
			-17°	+2°	$\frac{5}{5}$	F1102-45 F1102-35



**SISTEMA ROTH
INTERACTIVE SL**

	20 brackets 1 caso	200 brackets 10 casos
.022"	F1100-91	F1101-91



**SISTEMA MBT*
INTERACTIVE SL**

	20 brackets 1 caso	200 brackets 10 casos
.022"	F1100-92	F1101-92

*MBT es una marca registrada 3M Unitek
Los brackets presentes en este folleto no son copia de ningún otro bracket, ni Leone s.p.a. sostiene que estos sean aprobados en algún modo por los médicos o las Escuelas mencionadas