

ATTACCHI D.B. F1000PLUS



**SISTEMA ROTH
F1000PLUS**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1000-11 F1000-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1000-12 F1000-22
			0°	+11°	$\frac{3}{3}$	F1002-13 F1002-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1002-14 F1002-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1002-15 F1002-25
			-2°	0°	$\frac{1}{1}$	F1002-41 F1002-31
			-2°	0°	$\frac{2}{2}$	F1002-42 F1002-32
			-11°	+5°	$\frac{3}{3}$	F1002-43 F1002-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F1002-44 F1002-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F1002-45 F1002-35



**SISTEMA MBT*
F1000PLUS**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+17°	+4°	$\frac{1}{1}$	F1001-11 F1001-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1001-12 F1001-22
			-8°	+8°	$\frac{3}{3}$	F1001-13 F1001-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-14 F1000-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-15 F1000-25
			-6°	0°	$\frac{1}{1}$	F1001-41 F1001-31
			-6°	0°	$\frac{2}{2}$	F1001-42 F1001-32
			-6°	+3°	$\frac{3}{3}$	F1001-43 F1001-33
			-12°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-44 F1000-34
			-17°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-45 F1000-35



**SISTEMA ROTH
F1000PLUS**

	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
	F1000-93	F1001-93



**SISTEMA MBT*
F1000PLUS**

	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
	F1000-92	F1001-92

*MBT é un marchio registrato 3M Unitek
Gli attacchi presentati non sono copie di nessun altro attacco né la Leone S.p.a. sostiene che essi siano approvati in alcun modo dai medici o dalle Scuole menzionate

ATTACCHI D.B. **F1000PLUS**



**SISTEMA DAMON
F1000PLUS**

						
			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1000-11 F1000-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1000-12 F1000-22
			+7°	+8°	$\frac{3}{3}$	F1000-13 F1000-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-14 F1000-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-15 F1000-25
			-2°	0°	$\frac{1}{1}$	F1000-41 F1000-31
			-2°	0°	$\frac{2}{2}$	F1000-42 F1000-32
			+7°	+3°	$\frac{3}{3}$	F1000-43 F1000-33
			-12°	0°	$\frac{4}{4}$	F1000-44 F1000-34
			-17°	0°	$\frac{5}{5}$	F1000-45 F1000-35



**SISTEMA DAMON
F1000PLUS**

	20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
.022"	F1000-91	F1001-91



ATTACCHI D.B. INTERACTIVE SL

Confezione: 5 pezzi



**SISTEMA ROTH
INTERACTIVE SL**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F1100-11 F1100-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F1100-12 F1100-22
			-2°	+13°	$\frac{3}{3}$	F1100-13 F1100-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1100-14 F1100-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1100-15 F1100-25
			0°		$\frac{1}{1}$	F1100-41 F1100-31
			0°		$\frac{2}{2}$	F1100-42 F1100-32
			-11°	+7°	$\frac{3}{3}$	F1100-43 F1100-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F1100-44 F1100-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F1100-45 F1100-35



**SISTEMA MBT*
INTERACTIVE SL**

			torque	ang.	.022"x.030"	
			+17°	+4°	$\frac{1}{1}$	F1102-11 F1102-21
			+10°	+8°	$\frac{2}{2}$	F1102-12 F1102-22
			-7°	+8°	$\frac{3}{3}$	F1102-13 F1102-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F1100-14 F1100-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F1100-15 F1100-25
			-6°	0°	$\frac{1}{1}$	F1102-41 F1102-31
			-6°	0°	$\frac{2}{2}$	F1102-42 F1102-32
			-6°	+3°	$\frac{3}{3}$	F1102-43 F1102-33
			-12°	+2°	$\frac{4}{4}$	F1102-44 F1102-34
			-17°	+2°	$\frac{5}{5}$	F1102-45 F1102-35



**SISTEMA ROTH
INTERACTIVE SL**

			20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
			.022"	F1100-91
				F1101-91



**SISTEMA MBT*
INTERACTIVE SL**

			20 attacchi 1 caso	200 attacchi 10 casi
			.022"	F1100-92
				F1101-92

*MBT é un marchio registrato 3M Unitek
Gli attacchi presentati non sono copie di nessun altro attacco né la Leone S.p.a. sostiene che essi siano approvati in alcun modo dai medici o dalle Scuole menzionate